



POLICE EQUIPMENT

info@rubicop.com

CELOX GRANULADO – SOBRE 15gr



Detiene hemorragias leves a severas rápidamente. Agente hemostático en gránulos se amoldan a la forma de la herida para ejercer una presión.

El producto Celox original: Capacidad demostrada para salvar vidas y detención fiable del sangrado arterial

Celox granulado se adapta: A la forma de la herida, incluso en las lesiones más complejas

Ensayo independiente: Realizado por la Marina de EE. UU., en comparación con otro popular agente y una gasa estándar, Celox Granules fue el único producto que logró un 100 % de supervivencia y un resistente coágulo en forma de gel, sin re-sangrado.

CELOX™ trabaja independientemente del proceso fisiológico de coagulación, no genera un proceso de coagulación en cascada, únicamente coagula la sangre que entra en contacto directo con él.

Los gránulos de Celox se amoldan a la forma de la herida para ejercer una presión firme sobre la fuente del sangrado, incluso en lesiones complejas.

Se ha comprobado que Celox™ detiene el sangrado cortando la hemorragia. Los gránulos de Celox son seguros y efectivos y están registrados como dispositivos médicos de clase III con la marca CE. En un ensayo independiente realizado por la Marina de los EE. UU., Cuando se comparó con Quikclot* y una gasa estándar; Celox™ Granules fue el único producto con un 100% de supervivencia y también fue el único producto que proporcionó una coagulación robusta sin sangrado.

Como actúa Celox? Cuando se introduce los gránulos Celox en el interior de la herida, cargados positivamente se cruzan con las células de los glóbulos rojos cargados negativamente, formando un pseudo coágulo adherente que bloquea el flujo de sangre. Este coágulo se fija bien al tejido húmedo bloqueando la zona del sangrado.

- Controla el sangrado arterial en segundos.
- Actúa en condiciones hipotérmicas.
- Puede utilizarse en sangre con anticoagulantes, aprobado por FDA No genera calor – no produce quemaduras.
- Es estéril, envasado resistente al agua.
- Es fácil de aplicar en la herida.
- Se puede administrar con conocimientos básicos de primeros auxilios.

Chitosan: Celox incluye chitosan. Se ha comprobado que el chitosan tiene propiedades antimicrobianas y no es un pro-coagulante. El chitosan se descompone y es asimilado a través de sendas metabólicas normales y ha sido ampliamente estudiada su aplicación en la obstrucción vascular y en la cirugía cardíaca humana.