



POLICE EQUIPMENT

info@rubicop.com

VENDA HEMOSTÁTICA CHITOSÁN 7,5cm*150cm

Venda hemostática Rhino Rescue de Chitosan para detener hemorragias traumáticas o accidentes. Coagulación rápida y eficaz, ideal para primeros auxilios y emergencias.



La **Venda Hemostática Rhino Rescue Chitosan** está diseñada para responder rápidamente en situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta. Utilizando tecnología avanzada de coagulación, esta venda es capaz de detener sangrados arteriales severos en tan solo 60 segundos con compresión. Su rápida actuación reduce significativamente la pérdida de sangre y previene hemorragias que pueden llevar a la hipotermia, frecuentemente asociadas con lesiones traumáticas graves.

A diferencia de otros agentes hemostáticos convencionales que requieren al menos 3 minutos de compresión, la venda Rhino Rescue reduce drásticamente el tiempo de empaquetado y la duración de la compresión, lo que puede marcar una diferencia crucial en situaciones potencialmente mortales. Este rendimiento superior la convierte en una opción preferida para profesionales de la salud, equipos de rescate y personal militar.

Características principales:

- **Actuación rápida:** Detiene el sangrado arterial severo en solo 60 segundos con compresión, minimizando la pérdida de sangre.
- **Tecnología avanzada:** Utiliza la probada tecnología hemostática de Rhino Rescue para ofrecer una respuesta eficaz en emergencias.
- **Más rápida que los agentes convencionales:** Reduce el tiempo de compresión en comparación con otros productos hemostáticos que requieren al menos 3 minutos.
- **Versatilidad en situaciones traumáticas:** Ideal para heridas en la cabeza, rostro, extremidades y torso, tanto superficiales como profundas.
- **Efectiva en pacientes con anticoagulantes:** Garantiza coagulación incluso en sangre con anticoagulantes, lo que la convierte en una opción versátil para emergencias médicas.
- **Seguro y biocompatible:** Fabricado con chitosán, un material biodegradable, que no causa reacciones adversas y es fácil de retirar.
- **Dimensiones:** 7,5 x 150 cm, adaptable para distintos tipos de heridas.

Modo de empleo:

1. Rasgar la parte superior del paquete para abrir la venda.
2. Introducir la gasa desplegada en la cavidad de la herida.
3. Presionar firmemente durante 60 segundos hasta que se detenga la hemorragia.
4. Aplicar el vendaje para asegurar el control continuo del sangrado.